

Моноклональное Антитело Против Ager (Rage) Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — Q15109

Артикул: CM0006432



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого AGER (RAGE). Валидировано для применения в ВБ, IF-P, IHC-P, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований в области воспаления, диабета и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGER кроличье моноклональное антитело
Примечания/Алиасы	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Вид	Человек
GeneID	177
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 24-344 человеческого AGER (NP_001127.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15109
Молекулярная масса белка	43кДа
Доставка	Холодовой пакет