

Анти-Ager (Rage) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15109

Артикул: CM0016131



введение

Поликлональные антитела кролика против AGER (RAGE) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований конечных продуктов гликирования, диабетических осложнений и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGER кролик pAb
Примечания/Псевдоним	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Вид	Человек
GeneID (Человек)	177
GeneID	177
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-330 человеческого AGER (NP_001127.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15109
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка со льдом