


Поликлональные Антитела Против Agfg1 Для Wb И Elisa — P52594

Артикул: CM0030791



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого AGFG1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для исследования экспорта РНК, зависимо от Rev ВИЧ-1, биогенеза акросомы и трафика РНК. Перекрестно реагирует с мышинным AGFG1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGFG1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HRB, RAB, RIP, AGFG1
Вид	Человек
GeneID (человек)	3267
GeneID	3267
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого AGFG1 (NP_004495.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52594
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодовой пакет