

Мышиное Моноклональное Антитело Против Agk Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q53H12

Артикул: CM0002497



введение

Высококачественное мышиное моноклональное антитело против AGK, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Специфично к человеческой ацилглицеролкиназе, митохондриальной липидкиназе, участвующей в продукции LPA/PA и импорте белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело к AGK (AGK Mouse mAb)
Примечания / Алиасы	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55750
GeneID	55750
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-422 человеческого AGK (NP_060708.1)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q53H12
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом