

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Agk Для Вб И Ифа — Q53H12

Артикул: CM0030337



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого AGK, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с антигеном человека и крысы. AGK — это митохондриальная липидкиназа, участвующая в синтезе LPA/PA и импорте белков, опосредованном комплексом TIM22. Идеально подходит для исследований метаболизма и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела против AGK
Примечания/Алиасы	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
Вид	Человек
ID гена (человек)	55750
ID гена	55750
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q53H12
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодовой пакет