


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Anti-Agl (Gde) Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк, Ифа - P35573

Артикул: CM0004660



введение

Эти кроличьи моноклональные антитела против Anti-AGL (GDE) валидированы для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Они перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы, поддерживая изучение функции и локализации фермента, удаляющего ответвления гликогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGL Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GDE; AGL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	178
ID гена	178
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого AGL (P35573).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35573
Молекулярный вес белка	175кДа
Доставка	Сумка со льдом