

Кроличье Моноклональное Антитело Против Agmat Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Артикул: CM0007102

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого AGMAT, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным, крысиным белками. Обнаруживает митохондриальную гидролазу гуанидинокислот, ~38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGMAT Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AGMAT
Вид	Человек
ID гена	79814
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-352 человеческого AGMAT (NP_079034.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BSE5
Молекулярный вес белка	38 кДа
Доставка	Сумка со льдом