

Кроличья Поликлональная Антитело Против Agmat Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Артикул: CM0013145

введение

Кроличья поликлональная антитело против AGMAT, валидированная для приложений WB, IF/ICC, ELISA с реактивностью у человека и крысы. Распознает эндогенный AGMAT (гуанидинокислотную гидролазу) — митохондриальный фермент размером 38 кДа, участвующий в метаболизме аргинина и клеточной детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело против AGMAT
Примечания/Алиасы	AGMAT
Вид	Человек
ID гена	79814
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, соответствующий аминокислотам 1-352 AGMAT человека (NP_079034.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9BSE5
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодовой пакет