

## Поликлональное Антитело Против Ago1 Для Вб, Ифа - Q9UI18

Артикул: CM0024837



### введение

Поликлональное антитело AGO1 из кролика (Rabbit pAb) получено против N-концевого участка белка AGO1 человека. Валидировано для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, выявляет AGO1 в образцах человека, мыши и крысы, поэтому подходит для исследований путей РНК-интерференции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | AGO1 Rabbit pAb                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | Q99; EIF2C; hAgo1; EIF2C1; GERP95; NEDLBAS; AGO1                                                                 |
| Вид                                | Человек                                                                                                          |
| ID гена (человек)                  | 26523                                                                                                            |
| ID гена                            | 26523                                                                                                            |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-170 белка AGO1 человека (NP_036331.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                           |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                          |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность          | Человек, мышь, крыса                                                                                             |
| SWISS                              | Q9UL18                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 97 кДа                                                                                                           |
| Доставка                           | С пакетом охлаждающего материала                                                                                 |