

Антитело K Anti-Agpat1 (Поликлональное, Кроличье) Для Wb, Ip, Elisa - Q99943

Артикул: CM0028859

введение

Поликлональное антитело к AGPAT1 (кроличье), валидированное для WB, IP и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный AGPAT1 — ключевой ацилтрансферазу в биосинтезе фосфолипидов. Подходит для изучения метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGPAT1 кроличье pAb
Примечания/Псевдонимы	G15; LPAATA; LPLAT1; 1-AGPAT1; LPAAT-alpha; AGPAT1
Вид	Человек
GeneID	10554
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 204-283 человеческого AGPAT1 (NP_006402.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99943
Молекулярная масса белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом