

Поликлональные Антитела Против Agpat2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - O15120

Артикул: CM0030364

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого AGPAT2 (1-ацилглицерол-3-фосфат О-ацилтрансфераза бета), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими и мышиными образцами. Подходят для исследований метаболизма липидов и липодистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	AGPAT2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BSCL; BSCL1; LPAAB; LPLAT2; 1-AGPAT2; LPAAT-beta; AGPAT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10555
GeneID	10555
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 199-278 человеческого AGPAT2 (NP_006403.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15120
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	В ледяном пакете