

Кроличья Поликлональная Антитела Против Agpat4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nrз5

Артикул: CM0021319

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого AGPAT4, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектируют мышиный белок. Подходят для исследований биосинтеза фосфолипидов, активности ацилтрансферазы лизофосфатидной кислоты и изучения липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	AGPAT4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	LPAAT4; LPLAT4; 1-AGPAT4; dj473j16.2; LPAAT-дельта; AGPAT4
Вид	Человек
GeneID (человек)	56895
GeneID	56895
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 270-378 человеческого AGPAT4 (NP_064518.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NRZ5
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом