

Кроличыи Поликлональные Антитела К Agps Для Wb, If/Icc, Elisa - O00116

Артикул: CM0017742

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому AGPS, подходящие для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Для исследований биосинтеза пероксисомальных эфирных липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGPS Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	ADAS, ADPS, RCDP3, ADAP-S, ADHAPS, ALDHPSY, AGPS
Вид	Человек
ID гена (человек)	8540
ID гена	8540
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 379-658 AGPS человека (NP_003650.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O00116
Молекулярная масса белка	73 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом