

Кроличье Моноклональное Антитело Против Agr2 Для Wb, If/Icc, Elisa - O95994

Артикул: CM0003754



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против AGR2, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный AGR2, протоонкоген, участвующий в секреции слизи и клеточной адгезии. Идеально подходит для исследований в области онкологии и секреторного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	AGR2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AG2; AG-2; HPC8; GOB-4; HAG-2; RIFTD; XAG-2; PDIA17; HEL-S-116; AGR2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10551
GeneID	10551
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого AGR2 (O95994).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95994
Молекулярный вес белка	20кДа
Доставка	Сумка со льдом