


Кроличья Поликлональная Антитело Против Агрину Для Wb, If/Icc, Elisa - O00468

Артикул: CM0023168



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого Агрину, валидированная для Вестерн-блота, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает Агрин человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований НМП, хряща и синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGRN кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	CMS8; AGRIN; CMSPPD; AGRN
Вид	Человек
GeneID (человек)	375790
GeneID	375790
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-350 человеческого AGRN (NP_940978.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00468
Молекулярная масса белка	217 кДа
Доставка	Айс-пак