

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Agtr2 Для Wb, Elisa — P50052

Артикул: CM0011544



введение

Моноклональное антитело кролика Anti-AGTR2 (WB, ELISA), полученное против синтетического пептида человеческого AGTR2. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Для исследований рецептора ангиотензина II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGTR2 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Вид	Человек
Идентификатор гена	186
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 264-363 человеческого AGTR2 (P50052).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P50052
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом