

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Agtr2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P50052

Артикул: CM0021179



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий AGTR2 (рецептор ангиотензина II типа 2). Валидировано для вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований вазоконстрикции, ингибирования пролиферации клеток и сигнальных путей GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGTR2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	AT2, ATGR2, MRX88, AGTR2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	186
Идентификатор гена	186
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого AGTR2 (NP_000677.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P50052
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом