

Поликлональные Антитела Против Agtrap Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q6Rw13

Артикул: CM0016489

введение

Кроличьи поликлональные антитела против AGTRAP, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) в образцах человека, мыши и крысы. Направлены к белку, ассоциированному с ангиотензин II рецептором 1 типа, молекулярной массой 17 кДа — негативному регулятору сигналинга ангиотензина II. Идеально подходят для исследований в области сердечно-сосудистых и почечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGTRAP Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ATRAP; AGTRAP
Вид	Человек
ID гена (человек)	57085
ID гена	57085
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 93-152 человеческого AGTRAP (NP_065083.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6RW13
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодильный пакет