

Анти-Agxt Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P21549

Артикул: CM0025359



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого AGXT (аланин-глиоксилат аминотрансферазы), валидированный для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным образцами. Нацелен на пероксисомный белок 43 кДа, участвующий в детоксикации глиоксилата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AGXT кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	AGT; PH1; SPT; AGT1; SPAT; TLH6; AGXT1; Ser-PyrAT; AGXT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	189
GeneID	189
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P21549
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Со льдом