


Моноклональное Антитело Против Aha1 Для Wb, Elisa — O95433

Артикул: CM0008673



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого АНА1/p38 (активатора АТФазы HSP90). Валидировано для Вестерн-блота и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований шаперонов и стрессовых ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против АНА1
Примечания/псевдонимы	p38, АНА1, hAha1, C14orf3
Вид	Человек
ID гена (человек)	10598
ID гена	10598
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 239-338 человеческого АНА1 (O95433).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95433
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет