


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Ahcy Для Wb, If/Icc, Elisa - P23526

Артикул: CM0029359



введение

Кроличыи поликлональные антитела к АНСУ (SAHH), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA против человеческого, мышиногo и крысиного белков. Нацелены на аденозилгомоцистеиназу, 48 кДа, необходимы для исследований одноуглеродного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АНСУ кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SAHH; adoHcyase; АНСУ
Вид	Человек
GeneID (человек)	191
GeneID	191
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 253-432 человеческого АНСУ (NP_000678.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23526
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом