

Поликлональное Антитело Anti-Ahr Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P35869

Артикул: CM0014386



введение

Кроличье поликлональное антитело против арилуглеводородного рецептора человека (AHR). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма ксенобиотиков, иммунитета и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AHR Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RP85; bHLHe76; AHR
Вид	Человек
GeneID (человек)	196
GeneID	196
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35869
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом