

Кроличье Моноклональное Антитело К Ahr Для Wb, Elisa - P35869

Артикул: CM0009038



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к AHR для WB и ELISA. Мишень: арилуглеводородный рецептор человека (bHLHe76, P35869). Идеально подходит для исследований ксенобиотического ответа, рака и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к AHR
Примечания/Синонимы	RP85; bHLHe76; AHR
Вид	Человек
GeneID (человек)	196
GeneID	196
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 619-848 AHR человека (NP_001612.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35869
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом