

Моноклональное Антитело Anti-Ahr Rabbit Polymab® Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P35869

Артикул: CM0007128



введение

Моноклональное антитело кролика против арилуглеводородного рецептора человека (AHR, bHLHe76). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Идеально для исследований ответа на ксенобиотики, циркадных ритмов и рака. Распознаёт белок массой 96 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AHR Rabbit PolymAb®
Примечания/синоним	RP85; bHLHe76
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	196
Идентификатор гена	196
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 619-848 человеческого AHR Rabbit PolymAb® (NP_001612.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P35869
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом