

Поликлональное Антитело Против Ahsp Для Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q9Nzd4

Артикул: CM0026855



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого AHSP, валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований эритропоэза, стабильности гемоглобина и бета-талассемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AHSP Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	EDRF; ERAF; AHSP
Вид	Человек
GeneID (человек)	51327
GeneID	51327
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-102 человеческого AHSP (NP_057717.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZD4
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	Сумка-хладопакет