


Кроличья Моноклональная Антитело К Aif Для Wb, Ihc-P, Elisa - O95831

Артикул: CM0003665



введение

Кроличья моноклональная антитело к AIF, валидированная для WB, IHC-P и ELISA. Распознает AIF человека, мыши и крысы (индуцирующий апоптоз фактор 1, митохондриальный). Идеально подходит для исследований апоптоза и митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитело кролика к AIF
Примечания/псевдонимы	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMS; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Вид	Человек
ID гена (человек)	9131
ID гена	9131
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 450-550 человеческого AIF (O95831).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95831
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодильный пакет