

Моноклональное Антитело Anti-Aif1/Iba1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Артикул: CM0007675



введение

Кроличье моноклональное антитело к белку AIF1/IBA1 человека (SWISS P55008). Валидировано для методов WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований активации макрофагов, связывания актина и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AIF1/IBA1 Rabbit PolymAb®
Примечания/Синонимы	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	199
GeneID	199
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-147 белка AIF1/IBA1 человека (NP_001614.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P55008
Молекулярная масса	17 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет