

Мышинная Моноклональная Антитела К Aif1/Iba1 Для Вб, Иф, Игг-П, Ифа — O70200

Артикул: CM0012210



введение

Мышинная моноклональная антитела против AIF1/IBA1 (AIF-1, Iba1) для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Обнаруживает белок ~17 кДа, участвующий в связывании актина и функционировании макрофагов. Идеально подходит для исследований воспаления и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышинная моноклональная антитела к AIF1/IBA1
Примечания/Синонимы	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Вид происхождения	Мышь
ID гена (человек)	199
ID гена	11629
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного AIF1/IBA1.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-Ф, ИФ-П, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O70200
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором