


Поликлональное Антитело Против Aif1/Iba1 Для Wb, If-P, Elisa - P55008

Артикул: CM0016597



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого AIF1/IBA1, валидированное для WB, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований активации макрофагов и сосудистого воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против AIF1/IBA1
Примечания/синонимы	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	199
Идентификатор гена	199
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-147 человеческого AIF1/IBA1 (NP_001614.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P55008
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом