

Поликлональные Антитела Anti-Aif1/Iba1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Артикул: CM0020763



введение

Человеческие кроличьи поликлональные антитела к AIF1/IBA1, валидированные для вестерн-блота, ИHC-P и ELISA. Идеально подходит для исследований активации макрофагов, сосудистого воспаления и миграции лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AIF1/IBA1 Rabbit pAb
Примечания / алиасы	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	199
ID гена	199
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-147 человеческого AIF1/IBA1 (NP_001614.3))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P55008
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Хладоэлемент