

Кроличья Моноклональная Антитело К Aifm2/Fsp1 Для Wb, Ihc-P, Ифа - Q9Brq8

Артикул: CM0006512



введение

Кроличья моноклональная антитело к AIFM2/FSP1, валидированная для WB, IHC-P, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Направлена на белок-супрессор ферроптоза 1 (FSP1) — ключевой ингибитор ферроптоза. Молекулярная масса 41 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитело к AIFM2/FSP1
Примечания/алиасы	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	84883
ID гена	84883
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 43–371 человеческого AIFM2/FSP1 (NP_116186.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BRQ8
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодильный пакет