


Кроличья Поликлональная Антитела Против Aim2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O14862

Артикул: CM0025816



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого AIM2, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Обнаруживают AIM2 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований инфламасом и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против AIM2
Примечания/Альтернативные названия	RYNIN4; AIM2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9447
GeneID	9447
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 130-337 человеческого AIM2 (NP_004824.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14862
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом