


Поликлональное Антитело Против Aimr1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q12904

Артикул: CM0027083



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий AIMP1, подходит для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Определяет AIMP1 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований ангиогенеза, воспаления и биологии тРНК-синтетаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАт AIMP1
Примечания/Алиасы	p43; HLD3; EMAP2; SCYE1; EMAPII; AIMP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9255
ID гена	9255
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-180 человеческого AIMP1 (NP_001135888.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12904
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В пакете со льдом