

Кроличья Поликлональная Антитело Против AIP Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O00170

Артикул: CM0017277



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого AIP (ARA9/XAP2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для изучения сигнального пути AHR и регуляции белка X вируса гепатита В.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AIP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARA9, XAP2, PITA1, XAP-2, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, AIP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9049
ID гена	9049
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 человеческого AIP (NP_003968.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00170
Молекулярная масса белка	38кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент