

Поликлональное Антитело Против Aipl1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Nzn9

Артикул: CM0029660



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого AIPL1 (арилгидрокарбонат-связывающий белкоподобный 1), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышинным гомологом. Идеально подходит для исследований зрения и изучения врожденной амавроза Лебера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AIPL1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	LCA4; AIPL2; AIPL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23746
ID гена	23746
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-384 человеческого AIPL1 (NP_055151.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NZN9
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Ледяной пакет