


Поликлональные Антитела К Aire Для Wb, If/Icc, Elisa - O43918

Артикул: CM0020375



введение

Поликлональные кроличьи антитела к AIRE, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Мишень: аутоиммунный регулятор (белок APECED), участвующий в тимической аутоотолерантности. SWISS: O43918.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к AIRE
Примечания/Синонимы	APSI; APSI; PGA1; AIRE1; APECED; AIRE
Вид	Человек
ID гена (человек)	326
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 30-130 белка AIRE человека (NP_000374.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43918
Молекулярная масса	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом