

Анти-Ajuba Кроличье Моноклональное Антитело (Kd Валидировано) Для Wb, Ip, Elisa - Q96If1

Артикул: CM0006429

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого Ajuba (JUB), валидированное методом нокдауна (KD) для WB, IP и ELISA. Детектирует человеческий и крысиный Ajuba (57 кДа). Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, динамики цитоскелета и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] Ajuba Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	JUB; [KD Validated] Ajuba
Вид	Человек
GeneID	84962
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 201-290 человеческого Ajuba (NP_116265.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q96IF1
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом