


Поликлональные Антитела Против Ak1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P00568

Артикул: CM0013632



введение

Кроличьи поликлональные антитела против AK1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека и мыши. AK1 — это цитоплазматическая аденилаткиназа, участвующая в поддержании энергетического гомеостаза и метаболизме нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HTL-S-58j; AK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	203
GeneID	203
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-194 человеческого AK1 (NP_000467.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P00568
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом