


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ak1 Для Wb, IHC-P, Elisa — P00568

Артикул: CM0014544



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против аденилаткиназы 1 человека (AK1). Подходит для WB, IHC-P, ELISA с образцами человека, мыши и крысы. Идеально для исследований клеточного энергетического гомеостаза и метаболизма адениновых нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AK1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	HTL-S-58j; AK1
Вид	Человек
GeneID (человек)	203
GeneID	203
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-194 человеческого AK1 (NP_000467.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00568
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом