

Поликлональное Антитело Кролика Против Ак3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Uij7

Артикул: CM0029827



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого АК3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований митохондриальной аденилаткиназы и метаболических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против АК3 (AK3 Rabbit pAb)
Примечания/Альтернативные названия	AK6; FIX; AK3L1; AKL3L; AKL3L1; AK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50808
GeneID	50808
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-227 человеческого АК3 (NP_057366.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Uij7
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом