

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Ak4 Для Wb, Ip, Elisa — P27144

Артикул: CM0018329



введение

Поликлональное антитело кролика к AK4, валидированное для WB, IP и ELISA. Детектирует митохондриальную аденилаткиназу 4 (AK4) человека и мыши — ключевой фермент клеточного энергетического гомеостаза. Идеально подходит для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AK4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; AK4
Вид	Человек
GeneID (человек)	205
GeneID	205
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-223 человеческого AK4 (NP_037542.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P27144
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент