

Поликлональные Антитела Anti-Ak7 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96M32

Артикул: CM0015163

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого AK7 (Adenylate kinase 7) для WB, IF/ICC, ELISA. Валидированы на человеке, мыши и крысе. Полезны для изучения функции ресничек и метаболизма нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AK7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AK 7; FAP75; CFAP75; SPGF27; AK7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	122481
ID гена	122481
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96M32
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом