

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Акaр14 (Акaр28) Для Вб, Ифа - Q86Un6

Артикул: CM0003729

введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческого АКАР14 (АКАР28, PRKA14). Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА, подходят для изучения якоринга PKA и функции ресничек. Реагируют с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к АКАР14
Примечания/Альяс	АКАР28, PRKA14, АКАР14
Вид	Человек
ID гена (человек)	158798
ID гена	158798
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 70-150 человеческого АКАР14 (Q86UN6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86UN6
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	С ледяным пакетом