


Анти-Акар5 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P24588

Артикул: CM0014055



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против АКАР5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий и мышиный АКАР5, скаффолдный белок в сигнальном пути cAMP и синаптической пластичности. Идеально подходит для исследований в нейронауке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АКАР5 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	H21; АКАР75; АКАР79; АКАР5
Вид	Человек
GeneID (человек)	9495
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого АКАР5 (NP_004848.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P24588
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом