

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Akap7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — O43687 / Q9P0M2

Артикул: CM0014882

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого AKAP7 (якорного белка протеинкиназы A 7), подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознаёт ортологи мыши и крысы, что способствует исследованиям передачи сигналов, опосредованной PKA. — O43687 / Q9P0M2

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к AKAP7
Примечания/синонимы	AKAP15, AKAP18, AKAP7
Вид	Человек
GeneID (человек)	9465
GeneID	9465
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-81 человеческого AKAP7 (NP_004833.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	O43687/Q9P0M2
Молекулярная масса белка	8 кДа/11 кДа/39 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент