

Анти-Акар8 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицц, Ифа - O43823

Артикул: CM0031066

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого AKAP8 (AKAP95), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для исследований конденсации хроматина, регуляции клеточного цикла и сигнального пути PKA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKAP8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10270
GeneID	10270
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 480-692 человеческого AKAP8 (NP_005849.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43823
Молекулярный вес белка	76кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент