

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Akap8 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O43823

Артикул: CM0021837

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого AKAP8 (AKAP95). Подходит для WB, IHC-P и ELISA; перекрёстно реагирует с человеческим и крысиным белком. Идеально подходит для исследований конденсации хроматина и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKAP8 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	AKAP-8; AKAP95; AKAP 95; AKAP-95; AKAP8
Вид	Человек
GeneID (человек)	10270
GeneID	10270
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 592-692 человеческого AKAP8 (NP_005849.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O43823
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом