


Поликлональное Антитело Против Akr1A1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P14550

Артикул: CM0017040



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого AKR1A1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований детоксификации альдегидов и метаболизма лекарств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR1A1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALR, ARM, DD3, ALDR1, HEL-S-6, AKR1A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10327
ID гена	10327
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-325 человеческого AKR1A1 (NP_006057.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14550
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом