

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Akr1A1 Для Wb, IHC-P, Elisa — P14550

Артикул: CM0014400



введение

Поликлональное антитело к человеческому AKR1A1, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Выявляет альдокеторедуктазу, участвующую в детоксикации и восстановлении карбонильных соединений. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR1A1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; AKR1A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10327
GeneID	10327
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-325 человеческого AKR1A1 (NP_006057.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P14550
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Хладагент