


Кроличыи Поликлональные Антитела К Akr1A1
[Валидированы Методом Ко] Для Вестерн-Блоттинга И Ифа -
P14550

Артикул: CM0024241



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого AKR1A1, валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляют перекрестную реактивность с мышиным и крысиным гомологами. Подходят для изучения функции альдо-кеторедуктазы, детоксикации и регуляции S-нитрозилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом КО] Кроличыи поликлональные антитела к AKR1A1
Примечания/алиасы	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; A1
Вид	Человек
ID гена	10327
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-325 человеческого AKR1A1 (NP_006057.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14550
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом